

一级包装物必须进行密封完整性测试，而采用何种测试方法不仅取决于测试仪器的质量认证，而且也应考虑到药品包装物/产品的总体情况

图片来源：Pfeiffer Vacuum



图片来源：©makcoud - stock.adobe.com

用于包装物的密封完整性测试

PROCESS-Tip

* 更多信息请登录：
pharm.vogel.com.cn
* 反馈编码：201256

一级包装材料的容器和密封完整性测试 (CCIT)——容器的密封完整性测试能够检测一级包装是否完全密封。可以完成容器密封完整性测试的仪器设备有很多，本文将介绍其中的 3 种，并就设备如何正确地操作使用进行解读。

20 世纪 70 年代发生的一场悲剧性事件，使得制药企业和药品监管机构认识到了包装完整性的重要性。这场悲剧导致多名患者死亡，事故原因是静脉注射液的玻璃包装瓶发生了泄漏——药物与细菌一同被注射到了患者的血液中。

换言之，即使医药产品处于有效期内，但当潮气、O₂ 或者

微生物进入到安培瓶、玻璃瓶、易拉罐和泡罩包装内部后，也会对药物质量产生严重损害。对水分、潮气非常敏感的药物（如干粉吸入制剂）和注射用生物制剂会因受潮而增加药品在质量稳定方面的风险。因此，药品的质量和有效性在很大程度上取决于是否进行了正确的包装。无菌产品以及对水分和 O₂ 敏感的药物需要在产品保质

期内（长达数年）保持严格的密封，以保证其免受生物污染以及水分、O₂ 的侵入。为了确保密封的安全可靠性，就需要进行高灵敏度的密封完整性测试。在进行密封完整性测试时，需要用到许多满足美国药典（USP）1207.2 标准的测试仪器，而在使用这些测试仪时需要考虑一个基本问题：是否为无损的测试方法。

可能采用的密封完整性检测方法概述

密封完整性检测方法	检查结果	行数	检测范围
检测用气体			
(氦质谱技术)	氦气气流 (mbar Vs)	1	0.1 ~ 10 μm
激光顶空分析法			
(调频光谱分析技术)	O ₂ /CO ₂ 气体压力 (%)	2	0.1 ~ 50 μm
AMI 1			
(光学发射光谱法)	N ₂ 、Ar、CO ₂ 、H ₂ O 等物质的泄漏 (mbar L/s)	21	0.2 ~ 50 μm
批量萃取			
(微流量传感器)	质量流量 ($\mu\text{g}/\text{min}$)	32	0.1 ~ 50 μm
HVLD 高压泄漏检测			
(泄漏电流)	电流 (μA)	3	0.1 ~ 50 μm
真空度降低	压力上升 (mbar/s)	3	0.1 ~ 50 μm

PfeifferVacuum 公司开发了 3 种用于测试密封完整性的方法:

● 氦质谱检测法: 基于 ASTM F 2391-051 标准, 氦质谱检测法可以用于检测安培瓶、注射器和其他药品包装物的密封性。目前, 由于氦气泄露检测有着极高的灵敏度并且可以在许多领域中应用, 所以被视为是最佳的检测技术方案。此外, 氦气泄露测试还能找出泄漏点的位置。

● 光学发射光谱法: OES 光学发射光谱法是 PfeifferVacuum 公司获得了专利保护的密封完整性检测方法。这种方法在检测包装物的密封完整性时, 不需要使用任何的气体材料, 取而代之的是利用包装物空腔内的气体混合物, 以很高的检测速率完成高灵敏度的密封完整性检测。这里使用的是一种能够测量多种气体的传感器, 以便在真空状态下检测出从包装物中泄漏出的不同气体 (如 Ar、N₂、CO₂ 和潮气)。这是一种无损探测的检测方法, 检测的目的性非常明确, 易于操作和设置, 并且比其他常规检测方法更加快捷、灵敏。OES 光学发射光

谱法能够检测出玻璃容器上尺寸大小仅为 0.2 μm 的小孔, 满足了 USP2 (1207) 标准中最大允许泄漏限值 (MALL) 的要求。

● ATC 大量萃取法: 这一方法是 PfeifferVacuum 公司通过了 USP2 (1207) 标准和 ASTM3 (F-3287-17) 标准审核认可的密封完整性检测方法。这是一种基于稀释气流原理的检测方法。包装物完整性的检测在真空条件下进行, 以便得到很高的检测灵敏度。这项获得了专利技术保护的药品包装检测方法特别适用于输液袋、液体药品袋或者玻璃瓶之类的包装物, 可以检测出最小尺寸仅为 1 μm 的泄漏点。因此, 这一技术在实验室以及生产环境中能够得到很好的应用: 配置在密封完整性检测的工位处, 或者在 100% 的自动检测站 (作为在线检测设备) 中使用。

美国的 FDA 实验室和主要的药品生产企业已有超过 10 年的大量萃取法检测设备的使用历史, 例如, 美国测试和材料标准实验室、美国药典实验室以及美国测试和材料协会的实验室等。

EE210 应对苛刻环境的高精度温湿度变送器

- 具有墙面、管道和分体三种安装方式, 分体型配置不锈钢面板可作为嵌入式安装使用
- 电压、电流两种模拟输出信号
- Modbus RTU 通讯协议的数字接口
- 测量精度可达量程的 $\pm 1.3\% \text{RH}$
- 显示功能可选
- 良好的温度补偿功能
- 产品具备一定的耐污染能力
- 敏感元件镀膜保护
- 安装简便
- 可以计算八种温湿度参数: 相对湿度/温度/露点温度/霜点温度/水气分压力/混合比/绝对湿度/热焓值
- 用户可以通过组态软件对参数类型、输出量程进行设置, 并对信号参数进行校准



EE610 系列微差压变送器

- 量程范围: $\pm 100 \text{Pa}$
- 多种量程可选
- 用户可通过拨码开关进行组态
- 零点及多点校准功能
- 电流和电压输出
- 大屏背光显示
- 防护等级 IP65/NEMA 4
- 弹簧式接线端子
- 安装便捷



EE300EX 系列本安防爆温湿度变送器

EE300EX 是一款应用在危险场合的本安型温湿度变送器, 满足 ATEX 规范对现场工作仪表的本安防爆要求, 可在最危险的 0 区和可燃性粉尘 20 区、温度组别为 T6 的环境中工作。

- 湿度工作范围: 0~100%RH
- 湿度精度: $\pm (1.3 + 0.3 \times \text{mv})\% \text{RH}$ (-15~40°C 时)
- 特殊校验 $\pm 1\% \text{RH}$
- 温度工作范围: -40~180°C
- 耐压范围: 0.01~300bar

EE300EX 可以输出其它湿度参数, 如露点、霜点、绝对湿度、混合比以及其它和湿度相关的物理量。

EE300EX 还能够用来测量油中水分, 油中水分可以选择绝对含水量 [ppm] 或水活性 [aw] 输出。



ISO9001:2015 认证
ISO14001:2004 认证

益加义传感技术 (上海) 有限公司
电话: +86 21 61176129
传真: +86 21 60400109

北京分公司
电话: +86 10 84992361
传真: +86 10 84992361

广州办公室
电话: +86 20 38987052
传真: +86 20 38987052

E+E 提供完整的
温湿度测量解决方案

E+E
ELEKTRONIK®

广告