

生物制药 300 L 独立混合罐灭菌工艺验证研究

高启涛 赵世煊 张宏 陈刚 杨勇

兰州生物制品研究所有限责任公司

摘要: 为验证生物制药生产中两台 300 L 独立不锈钢混合罐的灭菌工艺稳定性及无菌保证效果, 采用山东新华 XG1.D 型脉动真空高压蒸汽灭菌器, 设定脉动抽真空 3 次、真空限度 -80 kPa、121℃ 灭菌 30 min 的工艺参数, 开展三次独立验证试验。通过 Ebro 温度压力记录系统 (10 个探头测热分布、6 个探头测热穿透), 结合 ATCC7953 嗜热脂肪芽孢杆菌孢子生物指示剂与化学指示卡, 进行热性能测试、微生物挑战及化学验证, 利用 Ebro Winlog.Validation V3.71 软件计算各点 F_0 值。结果显示, 三次试验中热分布温度波动度 $\leq 1.95^\circ\text{C}$ 、均匀度 $\leq 1.32^\circ\text{C}$, 最低温度 $\geq 121.05^\circ\text{C}$, F_0 值均远超 15 min; 热穿透测试中两台混合罐上中下各位置最低 F_0 值达 35.32 min, 生物指示剂培养后均无菌生长, 化学指示卡均符合标准。该工艺通过多维度验证, 可确保混合罐各部位灭菌充分且一致, F_0 值与生物指示剂杀灭结果均满足接受标准, 工艺稳定可靠, 符合药品生产质量管理规范 (GMP) 要求, 适用于实际生产。

关键词: 生物制药; 混合罐; 脉动真空高压蒸汽灭菌; 工艺验证; 热分布; 热穿透; F_0 值

在生物制药领域, 无菌生产是确保药品安全性和有效性的核心环节。与产品直接接触的设备、容器和管路必须经过有效的灭菌处理, 以消除所有可能存在的微生物污染风险^[1]。对于大型固定设备 (如混合罐), 蒸汽灭菌因其高效、可靠而成为首选方法。根据中国《药品生产质量管理规范 (2010 年修订)》及其相关附录的要求, 关键的灭菌工艺必须经过严格的验证, 以证明其重现性和有效性^[2]。灭菌工艺验证通常包括安装确认 (IQ)、运行确认 (OQ) 和性能确认 (PQ), 其中性能确认的核心内容即为热分布和热穿透测试, 并结合微生物挑战试验^[3]。本研究旨在依据法规和行业标准, 对某生物制品生产企业用于物

料混合的两台 300 L 独立不锈钢混合罐的灭菌工艺进行全面的性能确认。通过科学布点及连续三次试验, 系统评估灭菌器腔室及罐体内部的热力学性能和实际灭菌效果, 为该工艺在生产中的应用提供可靠的数据支持。

1 材料与方法

1.1 设备与仪器

验证试验采用经确认符合规范要求的灭菌设备、待灭菌混合罐系统以及校准合格的数据采集装置, 具体配置与技术参数如下:

- 灭菌设备: 采用 XG1.D 型脉动真空灭菌器 (由山东新华医疗器械股份有限公司生产), 产品标准为 YZB/鲁 0237-2008, 注册号为鲁食药监械 (准) 字 2008 第 2570278 号。容器设计温度为 150℃, 容积为 2.5 m³。本次验证参数设定为: 脉动抽真空 3 次, 真

空限度为 -80 kPa, 温度 121℃, 灭菌时间 30 min;

- 待灭菌设备: 包括两台 300 L 不锈钢独立混合罐 (由上海森松制药设备工程有限公司制造, 编号分别为罐 1、罐 2), 工作容积为 0.3 m³, 执行标准为 NB/T47003.1-2009。每台罐的进、出液口均配置赛多利斯 0.2 μm PTFE 膜 Midisart2000 空气过滤器 (型号 17805G);

- 数据采集系统: 使用 Ebro 温度压力记录仪 (温度探头 EBI12T 的量程为 -85℃ ~ +150℃; 压力探头 EBI12-TP 的量程为 -0.09~1 MPa), 配套读卡器 EBI-IF-200, 数据处理软件为 Ebro Winlog.Validation V3.71 (具备 F_0 值计算与审计追踪功能)。所有探头均在有效校准期内 (校准证书编号 ACC-20250218116 由北京艾科瑞斯科技有限公司出具)。

作者简介: 高启涛, 助理工程师, 就职于兰州生物制品研究所有限责任公司, 主要从事药品生产及验证工作。

1.2 生物与化学指示物

本验证选用符合药典标准的生物指示剂与化学指示卡作为灭菌效果直接监测与过程参数确认工具，其具体配置与性能参数如下：

- 生物指示剂（BI）：选用嗜热脂肪芽孢杆菌孢子（ATCC7953），孢子量为 $1.0 \times 10^6 \sim 5.0 \times 10^6$ CFU/支， D_{121} ℃值为 $1.5 \sim 3.0$ min^[4]。每批次试验使用 16 支，由 Terragen S.A. 提供；
- 化学指示卡：采用新华牌 121℃ 压力蒸汽灭菌化学指示卡，批号为 24M02，由山东新华医疗器械股份有限公司提供。

1.3 方法

本研究通过规范化的探头布点、连续灭菌循环测试、 F_0 值计算、生物指示剂判读以及接受标准设定五个关键环节实施验证，具体方案如下。

1.3.1 探头布点方案

探头布点方案针对热穿透测试和热分布测试分别制定如下布置策略，并配套设置相应监测组件：

- 热穿透测试：在两台混合罐内部各布置 3 个温度探头，分别位于罐内上部、中心部和底部。每个探头旁同时放置一支生物指示剂和一张化学指示卡；
- 热分布测试：在灭菌器腔室内布置 10 个温度探头。位置包括：上左前、上左后、上右前、上右后、下左前、下左后、下右前、下右后、中心处以及空载验证确定的冷点位置^[5]。另有一个带压力探头的记录仪置于冷凝水排放口。

1.3.2 试验过程

连续进行三次独立的灭菌循环，每次均按照设定的灭菌程序运行。数据记录系统自动记录各监测点的温度-时间数据。

1.3.3 F_0 值计算

参照制药行业灭菌验证技术规范，软件根据如下公式自动计算各探头的累计 F_0 值。

$$F_0 = f'_0 \cdot 10^{\frac{T-T_0}{Z}}$$

参数设定：T=实时温度， $T_0=121.1$ ℃， $Z=10$ ℃。本次实验起始温度为 100℃，累计的致命目标时间需 ≥ 15 min^[6]。用于等效换算灭菌时间，以确保无菌保障。

1.3.4 生物指示剂培养与判读

灭菌结束后，取出生物指示剂，并将它置于 58 ~ 62℃ 恒温培养箱中进行培养。分别于 10 h 和 14 h 观察结果，总培养时间为 24 h。判定标准为：所有测试的生物指示剂均不变色（表示无菌生长），同时阳性对照生物指示剂变色（表示有菌生长）^[7]，方为合格。

1.3.5 接受标准

接受标准的具体要求如下：

- 热分布：腔室内各点温度需在 121℃ 及以上维持时间 ≥ 30 min，且温度波动度和均匀度需符合设备性能要求；
- 热穿透与 F_0 值：各混合罐内部最冷点的 F_0 值 ≥ 15 min；
- 生物指示剂：所有测试的生物指示剂均无菌生长；
- 化学指示卡：颜色变化达到或深于标准色。

2 结果与讨论

2.1 热分布测试结果

三次试验的热分布数据（见表 1）

表 1 热分布监测数据

批次	探头编号	波动度/℃	均匀度/℃	最低温/℃	最高温/℃	F_0 值/min
1	7	1.75	1.00	121.30	123.05	43.97
1	8	1.83	1.00	121.17	123.00	42.66
1	9	1.45	1.00	121.59	123.04	43.36
1	10	1.95	1.00	121.05	123.00	42.45
1	11	1.44	1.00	121.57	123.02	42.85
1	12	1.68	1.00	121.35	123.03	42.85
1	13	1.44	1.00	121.64	123.08	43.50
1	14	1.84	1.00	121.18	123.02	43.15
1	15	1.78	1.00	121.22	123.00	42.52
1	16	1.21	1.00	121.45	122.45	36.96
2	7	1.39	1.01	121.74	123.12	43.27
2	9	1.24	1.01	121.95	123.19	43.77
2	10	1.15	1.01	122.09	123.23	43.60
2	11	1.77	1.01	121.25	123.02	42.50
2	12	1.71	1.01	121.39	123.10	42.98
2	13	1.28	1.01	121.83	123.21	43.88
2	14	1.57	1.01	121.55	123.11	43.17
2	15	1.61	1.01	121.47	123.08	42.82
2	16	1.33	1.01	121.34	122.67	36.61
3	7	1.08	1.32	122.05	123.13	42.48
3	8	1.47	1.32	121.56	123.04	41.54
3	10	1.93	1.32	121.08	123.01	40.91
3	11	1.10	1.32	121.97	123.07	41.88
3	12	1.45	1.32	121.62	123.07	41.39
3	13	1.89	1.32	121.16	123.05	41.15
3	14	1.48	1.32	121.59	123.07	41.33
3	15	1.09	1.32	121.96	123.05	41.79
3	16	1.37	1.32	121.04	122.41	33.96




图1 热分布监测曲线（涵盖抽真空、加热、灭菌、烘干关键阶段）

显示，灭菌器腔室内所有 10 个监测点的最低温度均高于 121℃，最高温度在 122.41℃至 123.23℃之间。温度波动度（最高与最低温度之差）最大为 1.95℃，均匀度（各点平均温度的最大差值）最大为 1.32℃，表明灭菌器腔室内的热量分布均匀且稳定，重现性良好^[8]。所有探头的 F_0 值均远高于 15 min 的接受标准，其中位于冷凝水排放口的 16 号探头因温度略低， F_0 值相对较低（最低 33.96 min），但仍远超标准，确认该灭菌程序能为腔室提供充分的过程致死率。如图 1 所示的热分布监测曲线（涵盖抽真空、加热、灭菌、烘干关键阶段），可直观观察到各阶段温度变化平稳，无明显波动。

2.2 热穿透与微生物挑战测试结果

热穿透测试数据（见表 2）是验证的核心，它直接反映了物料（或模拟设备）内部所接收到的实际灭菌效果。三次试验中，两台混合罐内 6 个监测点的 F_0 值范围为 35.32 min ~ 44.11 min，最低 F_0 值出现在第一次试验中罐 2 的中心位置（35.32 min），但仍远高于 15 min 的接受标准。这表明混合罐内部（包括可能存在气流死角的区域）均能接收到足够的灭菌热量。与热穿透探头共同放置的生物指示剂在经过 24 h 培养后，所有 48 支（3 批 × 16 支）均显示无菌生长，而阳性对照均显示有菌生长。此结果与 F_0 值数据高度吻合，共同证明了该灭菌工艺能有效杀灭高抗性的嗜热脂肪芽孢杆菌孢子，

表 2 热穿透监测数据（三次试验，两台独立混合罐）

灭菌批次	罐体编号	探头位置	最低温 /℃	最高温 /℃	F_0 /min
1	罐 1	上	121.96	123.15	39.25
1	罐 1	中	122.15	123.25	40.06
1	罐 1	下	122.15	123.2	40.08
1	罐 2	上	121.93	123.13	39.05
1	罐 2	中	121.02	122.90	35.32
1	罐 2	下	121.76	123.10	38.31
2	罐 1	上	122.13	123.24	43.63
2	罐 1	中	122.19	123.21	43.90
2	罐 1	下	122.14	123.23	43.62
2	罐 2	上	121.89	123.17	42.50
2	罐 2	中	122.20	123.33	44.11
2	罐 2	下	122.13	123.27	43.88
3	罐 1	上	121.63	123.24	43.61
3	罐 1	中	121.64	123.24	42.90
3	罐 1	下	121.01	123.24	41.64
3	罐 2	上	121.53	123.18	42.18
3	罐 2	中	121.61	123.25	43.82
3	罐 2	下	121.55	123.22	42.86

无菌保证水平（SAL）可达 10^{-6} 或更高^[9]。所有化学指示卡的颜色变化均达到或深于标准色，提供了快速的现场过程确认。

2.3 讨论

本研究成功验证了在既定参数下，采用 XG1.D 型脉动真空灭菌器对两台 300 L 独立混合罐进行灭菌的工艺稳定且有效。设备工况及纯蒸汽的干度值、过热度、不凝性气体含量监测均符合要求^[10]，物理参数（温度、 F_0 值）与生物参数（BI 杀灭）均一致满足预定的严苛接受标准。

F_0 值作为量化灭菌效力的关键参数，其计算基于微生物的 Z 值，能够综合评估不同温度下的累积杀菌效果。本研究中所有位置的 F_0 值均显著高于标准，为工艺提供了充足的安全边界。生物指示剂的成功杀灭，是灭菌工艺有效性的最直接证据，符合国内外药典和 GMP 对于灭菌验证的基本要求^[11]。

两台混合罐作为独立系统同时进行灭菌，尽管其内部各点的 F_0 值存在差异，但均达到了规定标准，证明了灭菌程序设计的合理性和灭菌器性能的可靠性。验证过程中使用了经过校

准且符合数据完整性要求的电子记录系统,确保了数据的准确性和可追溯性^[12]。

3 结论

通过对热分布、热穿透、 F_0 值及生物/化学指示剂的综合评估,可以得出结论:在脉动抽真空3次、真空限度为-80 KPa、温度为121℃、灭菌时间为30 min的工艺参数下,山东新华XG1.D型脉动真空灭菌器能够稳定、可靠地使两台300 L独立不锈钢混合罐达到预定的无菌状态。该灭菌工艺验证成功,所有指标均符合药品GMP要求,可以正式应用于该生物制品的生产过程,为保证最终产品的无菌质量提供了坚实保障。

参考文献:


- [1] 曹敏静,陈富超,刘畅,等.浅析在药品生产质量管理规范中关键设备对疫苗生产的影响[J].中国设备工程,2025(19): 68-71.
- [2] 李瑶.中药生产监督管理专门规定发布[N].医药经济报,2025-09-15(001). DOI:10.38275/n.cnki.nyyjj.2025.000109.
- [3] 令狐霞.中小型药企第三方冷链物流供应商服务质量评价研究[D].贵阳:贵州大学,2025. DOI:10.27047/d.cnki.ggudu.2025.001545.
- [4] 陈冬梅.食品微生物检测实验室标准菌株的管理措施分析[J].食品安全导刊,2023(18): 27-29+33. DOI:10.16043/j.cnki.cfs.2023.18.015.
- [5] 王睿陟,李世文.黄芩粉的干热灭菌工艺研究[J].中草药,2013,44(15): 2092-2096.
- [6] 雒毅,冯煜,张伟,等.养正合剂灭菌工艺优化与研究[J].生物化工,2025,11(04): 99-103. DOI:10.20284/j.cnki.swhg.2025.04.018.
- [7] 王舰兵,李铎,徐康,等.132℃灭菌法在疫苗生产中的灭菌效果验证[J].中国消毒学杂志,2017,34(05): 419-421.
- [8] 彭海云,李安喜,罗路明,等.小型蒸汽灭菌器物理参数的校准[J].大众标准化,2025(06): 190-192.
- [9] 牟怡平,张杨,郑中阳,等.3D生物打印临床应用的伦理困境与法律规制研究[J].医学与哲学,2025,46(19): 37-40+45.
- [10] 王世辉,田继钊,郭莹,等.制药蒸汽系统设计研究[J].机电信息,2020(33): 86-89. DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2020.33.048.
- [11] 张林爽,李珏,郑小玲,等.中国无菌药品生产过程控制回顾与展望[J].中国药品标准,2023,24(06): 573-578. DOI:10.19778/j.chp.2023.06.003.
- [12] 任群红.食品安全监管中农药残留检测难点及优化路径分析[J].食品安全导刊,2025,19(26): 18-20. DOI:10.16043/j.cnki.cfs.2025.26.049.

Sievers® Eclipse 细菌内毒素 检测仪



为您提供**合规、一致、清晰**的细菌内毒素定量检测:

- 符合中国/美国/欧洲/日本等国**药典要求**
- 最高减少**90%**的鲎试剂使用量,也可使用**重组试剂**
- 最高减少**85%**的化验准备时间,可在最短**9分钟**内完成化验准备
- 仅需**27个**移液步骤,相较于其他内毒素检测仪最高可减少**89%**
- 符合**21 CFR PART 11**和数据**可靠性准则**



扫二维码关注
Sievers 分析仪
回复
“内毒素”
了解更多

热线电话: 400 887 8280
邮箱: sievers.china@veolia.com
网站: cn.sieversinstruments.com

